

# CATGUT SIMPLE



Suturas y especialidades quirúrgicas

# CATGUT SIMPLE

Obtenido por la torsión de filamentos de colágeno puro de serosa bovina. La sutura de Catgut Simple se presenta en sobre tipo blíster en una solución preservante que contribuye a minimizar el arrastre tisular y a mejorar el anudado.



## TIPO DE ABSORCIÓN

Por degradación enzimática

## ESTRUCTURA

Virtualmente Monofilamento

## ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno

## COLOR

Blanco a crema

## CALIBRES

9/0 a 4


## INDICACIONES DE USO

El Catgut Simple es utilizado en todo procedimiento quirúrgico que se recomiende suturas absorbibles, excepto en tejidos neurológicos y cardiovasculares.

## PRESENTACIÓN

- En diferentes longitudes de hilos y número de hebras.
- Con o sin aguja de acero quirúrgico.
- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

## REDONDA / AHUSADA

AGUJA	MATERIAL	LONGITUD	CALIBRE							
			5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	2	
<b>HR 15</b> ½ circ. 15 mm 	Catgut Simple	70 cm								
<b>HR 20</b> ½ circ. 20 mm 	Catgut Simple	70 cm	S0814.J*	S0914.J*						
<b>HR 25</b> ½ circ. 25 mm 	Catgut Simple	70 cm		S0915.J*	S1015.J*	S1115.J*	S1315.J*	S1415.J*		
<b>HR 35</b> ½ circ. 35 mm 	Catgut Simple	70 cm			S1017.J*	S1117.J*	S1317.J*	S1417.J*		
<b>HR 40</b> ½ circ. 40 mm 	Catgut Simple	70 cm				S1118.J*	S1318.J*	S1418.J*	S1518.J*	
<b>HR 50</b> ½ circ. 50 mm 	Catgut Simple	90 cm					S1346.L*	S1446.L*		

## SUTURAS SIN AGUJAS

MATERIAL	LONGITUD	CALIBRE					
		4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	2
Catgut Simple	150 cm	S0901'P*	S1001'P*	S1101'P*	S1301'P*	S1401'P*	S1501'P*